更新日:2025/4/17

レーザ回折式粒度分布測定装置 (島津製作所 SALD-2200) 簡易マニュアル



【基本機能】

溶媒中に分散した微粒子の粒度の分布を計測可能.

<u>測定可能範囲:0.03~1000µm</u>

【各部名称】

<外観>



<装置内部>



【計測時注意点】



- ・計測部に溶液をこぼさない
- ・フローセルを操作するとき以外は扉を閉める. (内部にほこりが入らないように)

【計測準備】

<必要器具>

精製水,測定試料,分散材,分散媒(【参考資料】<試料と分散媒,分散材>を参照)空のビ ーカー2つ(試料作製用,廃棄液用),スポイト2本(精製水用,試料採取用),ダスパー, ゴム手袋

<準備>

分散媒に分散材,測定試料を溶かす.

<u>※精製水に使用するビーカー,スポイトに試料や分散材の採取等に使わない(汚染防止)</u>

※【参考資料】<試料と分散媒,分散材>にある分散材は最も適切な分散材.他の分散材(ex. 中性食器用洗剤)でも代替が可能であると考えられるが,信憑性が低下するため,SEMな どを用いて粒度の状態を確認するべき.

※測定中こぼさないように注意

【計測手順】 <mark>※必ずゴム手袋を着用</mark>

- 1. PC,装置の起動
- 2. デスクトップ左上の「Wing SALD II」を起動
- 3. 「マニュアルモード」 → 「マニュアル」をクリック





- 4. 計測装置基板の初期化がスタートするため、画面上の案内に従って操作※扉をしっかり閉めないとエラーが出る
- 5. 保存先をクリックし、自分のファイルに保存先を設定し「次へ」をクリック

C WingSALD II - 220	00-BC - マニュアルモード - マニュアル測定 - サンブル情報入力	
サンプルID サンプルID サンプルNo.	1220) 1320/F	条件名 臣折平
保存先	CNUpersVDEFAULT-PCNDesktopVEF2	** 1
77111名		
サンブルロ		
サンプルNo.		
AURE		
		(大へ(N) + 10.721)

6. 「粒度分布計算条件」をクリック,屈折率を設定

※物質ごとに屈折率が異なるため,試料に合わせて設定が必要(【参考資料】<各物質の屈 折率>参照)

※一般的な物質であれば物質名から自動計算より選択可能

Decode product and	
2 26/1 Artis, BTX 20/10 20/11 Artis, • 26/02 BTX Artis, BTX Artis, BTX Artis, BTX Artis, BTX BTX	
AND ANDR ANDR ANDR ANDR ANDR ANDR FREE FRE	EN#
226 - 148 - + 489 226 - 148 - + 481 110 100 205 - 110 - + 110 100 205 40	AND ALAN BEAN

7. 「測定条件」をクリックし、分散条件メモを入力し「次へ」をクリック

	101		44 EX	8 #
件名	· @####.	-2-(48)[9		表示条件环境条件。
BH/RLHORE	(2)	分数条件并在		
平均回转(南端短期#:1)	54 -	U 146	Phat	
制定回新	1	-	18324	
制定管理(19)	2 2	(Land)		
REGERES		SURGER		
和大组	4.2090 -0-	分散方法		
联小团	6.0105 -0-	機純方法	5.8 🕂	
75,0编辑。《别定编辑		武和國制方法		
ブランの制定許容素使最大値	20 🛉		_	
·新亚县 建新国(MAV)	1988			
测定最佳的图(min)	105			
101-1-20124-0				
Loss-A-IIII.				
2016-1				PTARELEN.
				(3)

8. 表示された光強度分布データを確認する

扉が閉まっており,緑色のバーがほとんど表示されていない状態,または扉が開いており右 側の細長いグラフ(横軸 66~70)に緑色のバーが強く出ている時は正常な状態. 左側のグラフ(横軸 0~60)に緑色のバーが出ている場合はフローセルが汚れている可能性 がある.洗浄(【機器の洗浄】を参照)して再度確認する.



9. 「ブランク測定」をクリックし、ブランク測定を実施する

10. 「ブランク測定領域」と表示が変わったら扉をあけ、撹拌棒のねじを緩め、攪拌棒をフローセルから取り除く

ダスパーをテーブルに敷き,そのうえに置く.



- 11. フローセルを取り外し, 試料を注ぐ ※フローセルを汚さないように注意
- 12. フローセルを元の位置に戻す

※溶液をこぼさないように注意

※奥までしっかり差し込む

13. 撹拌棒をフローセルの中に入れ、ねじをしめる

※ゆっくり・静かに入れる!! 溶液をこぼさないように注意!



14. 攪拌棒のねじを少し緩め,攪拌速度調節つまみを5まで回す.

※撹拌機が一番上で止まってしまったときは攪拌棒のねじを強く締めすぎ.

一度撹拌機をとめて、ねじを少し緩め、カム機構が機能するように調節してから再度作動 させる.

- 15. 扉を閉じ、画面上部が「測定領域」(青緑)になっていることを確認
 - ※「測定領域外」(赤色)の場合多くの場合が試料の濃度が濃く,吸光度が高い(0.3以上) 吸光度が設定値以下のなる様に溶液を希釈する. 廃棄液用ビーカーにフローセル内の溶液を一部捨て,フローセルに分散媒を加え希釈



※吸光度が高い状態でも計測自体は可能であるが信憑性が低下する

- 16. 「測定開始」をクリックし測定を開始
- 17. 測定結果を確認し、「次へ」をクリック
- 18. ファイル名等を入力し、続けて計測を行う場合は「続けて測定を行う」をクリック ファイル名以外は計測結果を PDF などで出力する際にファイル内に記述される.
- 19. 「保存」をクリック



20. 続けて計測を行う場合はフローセルを精製水で洗浄し(【機器の洗浄】参照), 5~19の作業 を繰り返し行う

【機器の洗浄】

- ・フローセル
 - 1. フローセル内の溶液を捨てる
 - 2. 精製水を用いてフローセル内を洗浄する
 - フローセル内に汚れがある場合はダスパーを用いてふき取る
 ※底,角に汚れが残りやすいため、ダスパーを工夫してふき取る
 - 4. エアガンを使用して、フローセル内の水滴を外に吹き飛ばす



5. 2~4の操作を繰り返し、フローセルを粒度分布計のフローセルホルダに戻す.

• 攪拌棒

- 1. 精製水で洗浄する
- 2. ダスパーで拭き、汚れがある場合は洗浄とふき取りを繰り返す.

【計測結果の表示】

基本的には相対粒子量(積算)と相対粒子量(頻度)を表示

・相対粒子量(積算)・・・ある粒子径以下の粒子の合計数が全粒子数に占める割合 Ex.)粒子径 3µm の相対粒子量(積算)が 30%の場合 粒子径 3µm 以下の粒子が全体の 30%

・相対粒子量(頻度)・・・ある粒子径の粒子数が全粒子数に占める割合
 Ex.)粒子径 3µm の相対粒子量(頻度)が5%の場合
 粒子径 3µm の粒子が全体の5%

●データの表示方法

「ファイル」→「開く」より過去のデータを参照可能

一本書き

一つのデータについて計測結果を確認可能.

画面左側より表示するデータを選択可能



・重ね書き

画面左側で選択した複数のデータを重ねて表示して比較が可能.

<表示パラメータ>

・メディアン径・・・中央値. 相対粒子量(積算)が50%となる粒子径

- ・モード径・・・最頻値.相対粒子量(頻度)が最大値を取る粒子径
- ・平均値・・・試料の平均値.対数スケールに基づいた平均値.詳細は WingSALDⅡ取扱説 明書参照
- +25%径・・・相対粒子量(積算)が25%となる粒子径
- ▶75%径・・・相対粒子量(積算)が75%となる粒子径.25%径から75%径の範囲の粒子が 総粒子数の50%を占める.

【データの出力】

データは PDF もしくは excel の状態で出力可能.

データは【計測結果の表示】において選択したデータが出力

- 1. 「レポート印刷」をクリック
- 2. 表示画面左側から出力したいデータ(一本書き,重ね書きなど)を選択
- 3. 「データのエクスポート」をクリックして、ほしいデータの方を選択.



【立ち下げ】

- 1. 「×」をクリックして WingSALD II を閉じる
- 2. WingSALDIIが閉じたのを確認してから PC をシャットダウンする
- 3. 粒度分布計の電源を落とす

<mark>※必ず先に WingSALD Ⅱを閉じる</mark>

【参考試料】(取扱説明書から抜粋)

<試料と分散媒,分散材>※注

7.資料 7.1 分散媒と分散剤の例

		and the second sec	
粉体名	粒子密度	媒液	分散剤
亜鉛粉	7.14	水	Na-H. M. P
亜鉛華	5.6	水	Na-H. M. P
アランダム	3.95	水	Na-H. M. P
アルミナ	3.9	水	Na-H. M. P
アルミニウム	2.7	シクロハキサノール	
いおう	1.92	水	洗剤
塩ビ粉	1.4	水	水の場合は洗剤
	and the second second	エチレングリコール	
エポキシ樹脂	1.2	水	ラウリル酸
カオリン	2.65	水	Na-H. M. P
カリ長石	2.7	エチレングリコール	
カーボンブラック	1.7~2.0	水	ポリビニルピロンドン
	100 000 - T	10.15.51	Na-オレイン酸
過酸化鉛	9.4	水	水の場合は Na-H. M. P
		50%グリセリン水溶液	
ガラス	2.5	水	Na-H. M. P
木くず		iso-ブチルアルコール	
純銀粉	10.5	水	Na-H. M. P
クリスタライト	3.0	エチレングリコール	
クレー	2.6	水	Na-H. M. P
けい砂	2.5	水	Na-H. M. P
けいそう土 =	2.3	水	Na-H. M. P
コークス	1.4~2.0	水	Na-オレイン酸
小麦粉	1.45	iso-ブチルアルコール	
酸化チタン	4.2~4.4	水	Na-H. M. P
酸性白土		水	Na-H. M. P
酸化銅	5.88	水	Na-H. M. P
酸化銀	5.2	水	Na-H. M. P
酸化クロム	5.7	水	Na-H. M. P
三酸化アンチモン	5.2~5.7	水	リク・ニンサルフォネート
シリコン・カーバイド	3.2	水	Na-H. M. P
		-	アンモニアー滴
ジルコンサンド	4.68~4.7	水	Na-H. M. P
重曹	2.21	メチルアルコール	
庑結鉱	4.5	エチレングリコール	
シリカ	2.64	水	Na-H. M. P
2川力ゲル	2.2	+	N- U M D

粉体名	粒子密度	媒液	分散剤
石灰石	2.5~2.8	水	Na-H. M. P
	A CONTRACTOR OF THE PARTY	the start of the start of the	リケ、ニンスルホン酸ソータ
石炭粉	1.7	メチルアルコール	リケ、ニンスルホン西後ソータ
石膏	2.0~2.3	iso-ブチルアルコール	
		エチレングリコール	
		ジメチルフタレート	
セメント	3.1	フタル酸エチル	
		ケロシン	1. 1. 0. 0. 0.
		エチレングリコール	
セリサイト	2.8	水	Na-H. M. P
タルク	2.7	水	Na-H. M. P
炭酸カルシウム	2.78	水	リクジニンスルホン酸ソータ
タングステン粉	19.3	50%グリセリン水溶液	Na-H. M. P
反酸マグネシウム	2.98	水	Na-H. M. P
タイアコン		木	洗剤
ナタン酸バリウム	6.0	水	Na-H. M. P
テフロン	2.1	iso-ブチルアルコール	The states
アン粉	1.4	水	Na-H. M. P
登化ケイ素	3.0	木	Na-H. M. P
简白	2.8	水	Na-P. P
岡士	1.8~2.6	水	Na-H. M. P
ドロマイト	2.84	水	Na-H. M. P
判符	8.9	水	the second second
至村 上场	1.64	水	Na II. M. P
工場	0.0	水	Na-H. M. P
- ツワノイ *	8.9	水	Na-P. P
村工. ラノト	2.8	水	Na-H. M. P
フェノイト	4.1	水	Na-H. M. P
パーション	2.1	水	Na-H. M. P
ベンガラ	1. 24	n-~~/ / / /	N. ILVED
にたる石	3.0~3.2		Na=H. M. P
告 約	1.72~2.0	小 水	Na-H. VI. P
ホワイトカーボン	1. 12 - 2. 0	*	NA-H. W. P
マイカ	26~39	小 水	Na-H. M. P
マグネシア	3.6	「エモレンガルコール	Na-n. M. 1
モリブデン	10.23	エチレングリコール	1.1.1
硫酸バリウム	4.2	*	No-II M D
リン酸カルシウム	3	ĸ	No-P D
リン酸アンモニウム	1.8	メチルアルコール	Na 1.1
		AL V	

※注

Na-H.M.P はヘキサメタリン酸ナトリウムのことで、添加量は水に対して 0.2wt%
 Na-P.P はピロリン酸ナトリウムのことで、添加量は水に対して 0.2wt%
 洗剤とは台所で使用している中性洗剤で、添加量は水 100 ccに対して 1 滴程度
 4)他の分散材についても、添加量は溶媒に対して 0.2wt%程度

<各物質の屈折率>

	Sterley Mandatt and show of						
	※虚裂部のないも	のは虚数部=0です。					
	※試料の結晶構造や形状により、ここに記載された数値が必ずしも最適値とならない場合						
	もあります。						
醫号	試料名 (和名)	試料名(英名)	化学式(組成)	屈折率参考值			
1	亜鉛華	Zinc Oxide	ZnO	2.0			
2	亜鉛黄	Zinc Yellow	ZnCr04	1.87			
3	アクリル樹脂	Acrylic Resin		1.6-0.1i			
4	亜酸化ニッケル	Nickel Suboxide	Ni ₂ 0	3.0			
5	アスファルト	Asphalt		1.63			
6	アルミナ	Alumina	A1203	1.7~1.9			
7	アルミニウム	Aluminum	Al	1. 6, 2. 4			
8	アンチモン	Antimony	Sb	2.4,3.2			
9	一酸化鉛	Lead(II)Oxide	Pb0	2.5~2.7			
10	石綿	Asbestos		1.50~1.55			
11	雲母	Nica		1.582~1.598			
12	エボナイト	Ebonite		1.66			
13	MBS樹脂	MBS resin		1 53~1 55			
14	エメラルドグリーン	Emerald Green	Cu (CoHoOo) 2 · 3Cu (AsOo)	1.97			
15	塩化アンモニウム	Ammonium Chloride	NH 2 CI	1 642			
16	塩化カリウム	Potassium Chloride	KCI	1.80			
17	塩化銀	Silver Chloride	AgCI	2.08			
18	塩化ビール	Polyvinyl Chloride	(-CH2-CHCI-)	1.6-0.1			
19	塩酸フェニレフリン	Phenilenhrine Hydroxide	CaH12NO2+HC1	1.6-0.11			
20	2100/1-0/10	Red Lead	Phole	2 12			
20	釣方	White Load	2Pb(0a, Pb (0H) a	2.42			
21	町口	Chrome Valley		2.02			
22	央站	Valley Loss Oxida		2,40			
23	東巴酸16款			2. 20, 2. 40			
24	オバール	Chuestile Asherter		1, 44			
20	油 何種 活地去上	Chysolite Aspesios	W86(314011)(00)6.020	1.53~1.50			
20	活性日工	ACTIVATED GIAY	-	1.50			
21	<i>消</i> つ		Mg3514010 (UH) 2	1.6-0.11, 1.539~			
28	カーホン	Carbon	C	2.0-0.11			
29	過塩素酸カリウム	Potassium Perchlorate	KG104	1.62			
30	カオリン	Kaolin	-	1.6~1.8			
31	核酸	Nucleic Acid	-	1. 7-0. 2I			
32	カナダバルサム	Canada Balsam	-	1. 52			
33	ガラス	Glass		1. 51			
34	きら	Kira		1. 54~1. 56			
35	金	Gold	Au	3.0			
36	銀	Silver	Ag	3.0			
37	クロムグリーン	Chrome Green		2.4			
38	群青	Ultramarine	NaxAlxSi(12-x)021·NaySz	1.50~1.54			
39	ケイ化鉄	Iron Silicide	Fe3Si2, FeSi, FeSi2	2.4			
40	ケイ酸	Silicic Acid	Si02-nH20	11~1~15			

番号	試料名 (和名)	試料名 (英名)	化学式(組成)	屈折率参考值
41	ケイ酸アルミニウム	Aluminum Silicate	AI .	1.56
42	ケイ石粉	Silica	SiO ₂	1.54~1.6-0.1i
43	ケイソウ土	Diatoma ceous Earth	SiO ₂	1.46
44	ゲルマニウム	Germanium	Ge	4 10
45	光学ガラス BK-7	Optical Grass	BK-7	1 61
46	光学ガラス SF-2	Optical Grass	SF-2	1 64
47	高屈折率ガラス	High Index Glass		1.7~2.5
48	間 加 川 平 パ ク ハ	Ebonite		1.66
10	火田口	Minium	PhoOA	2 42
50	二切力 宣伝フラガ	Blast Eurpage Slag		1. 62 - 1. 71
51	同かへファー	Graphita		1.02~1.71
50	赤如 用み融ル分	Black Iron Oxide	Ec.O.	1. 7-0. 21, 2. 8~3.
52	赤巴酸化) ニュートノ	Ambox	Fe304	2.42
55		Amber Coholt Croop		1. 04
54	コバルトクリーン			1.94~2.00
55			00 (DO)	1.6~1.7
50	コハルトハイオレット	Copart Violet	$GU_3(PU_4)_2$	1.65~1.79
57	^拍 百	Prussian Blue	ren [re(GN)6]	1.8
58	胡粉	Powdered Uyster Shell		1.53~1.63
59	酢酸ヒニル樹脂	Vinyl Acetate Resin	(-CH ₂ -CHUCUCH ₃ -) _n	1.65-0.11
60	サファイア	Sapphire	A1203	1.76
61	酸化亜鉛	Zinc Oxide	Zn0	2.0
62	酸化アルミニウム	Aluminum Oxide	AI 203	1.7~1.9
63	酸化イットリウム	Yttrium Oxide	Y ₂ O ₃	1.9
64	酸化インジウム	Indium Hydroxide	In ₂ 0 ₃	2. 0–0. 2i
65	酸化カドミウム	Cadmium Oxide	CdO	2.4
66	酸化ガドリニウム	Gadolinium Oxide	Gd ₂ O ₃	1.977
67	酸化クロム	Chromium Oxide	Cr ₂ 0 ₃	2. 6~2. 8
68	酸化サマリウム	Samarium Oxide	Sn ₂ 0 ₃	1.9
69	酸化ジルコニウム	Zirconium Oxide	Zr0 ₂	2. 4, 3. 0
70	酸化第一銅	Copper(I)Oxide	Cu ₂ O	2. 71
71	酸化第二錫	Tin(IV)Oxide	Sn0 ₂	2.0
72	酸化第二鉄	Ferric Oxide	α-Fe ₂ 0 ₃	2. 94, 3. 01
73	酸化チタン(アナターゼ形)	Titanium Oxide(Anatase)	TiO ₂	2.5
74	酸化チタン(ルチル形)	Titanium Oxide(Rutyl)	TiO ₂	2.7
75	酸化鉛	Lead mono Oxide	Pb0	2.5~2.7
76	酸化ニッケル	Nickel Oxide	NiO	3.0
77	酸化ビスマス	Bismuth Oxide	BiO	2.4
78	酸化マグネシウム	Magnesium Oxide	MgO	1 76
79	酸化マンガン	Manganese Oxide	MnO ₂	2 4
80	酸化コーロドウム(C形)	Europium Oxide	Eu203	1 983
		alignal o latin de Angela da latin de Angela da latin de Angela da latin	in Financia Secondaria Richard La Richard Richard Richard State Scholard Richard	37 m Gui (11 m 1 m 1 m 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

番号	試料名 (和名)	試料名 (英名)	化学式(組成)	屈折率参考值
81	酸化ランタン	Ranthanum Oxide	La303	1.88
82	三酸化アンチモン	Antimony Triox de	Sb203	2.4
83	三酸化二アンチモン	Diantimony Trioxide	Sb ₂ O ₃	2.4
84	二酸化マンガン	Manganese Oxide	MnO ₂	1.9 0.0i
85	三二酸化鉄	Hematite	a-Fe203	2. 94, 3. 01
86	臭化カリウム	Potassium Bromide	KBr	1.41
87	臭化ナトリウム	Sodium Bromide	NaBr	1.64
88	消石灰	Hydrated Lime	Ca (OH) 2	1.57
89	消石灰	Slaked Lime	Ca (OH) 2	1. 57
90	焼成ヒル石	Vermiculite	-	1, 54, 1, 57
91	シアン化カリウム	Potassium Cyanide	KCN	1. 58
92	シアン化ナトリウム	Sodium Cyanide	NaCN	1.45
93	シアン化ナトリウム	Sodium Prussiate	NaCN	1.45
94	四三酸化鉄	Magnetite	Fe ₃ 0 ₄	2.42
95	シリカ	Silica	SiO ₂	1.553~1.554
96	シリコン	Silicon	Si	3.50
97	ジークライト	Zieclite		1.557~1.576
98	磁鉄鉱	Nagnetite	Fe ₃ 0 ₄	2.42
99	ジルコニア	Zirconia	Zr0 ₂	2.4,3.0
100	ジルコン	Zircon	Zr02·Si02	1.8-0.21,2.0~2.
101	水酸化アルミニウム	Aluminum Hydroxide	A1 (OH) 3	1.574
102	水酸化カルシウム	Calcium Hydroxide	Ca (OH) 2	1.547~1.574
103	水酸化コバルト	Cobalt Hydroxide	Co (OH) 2	1.7-0.2i
104	水酸化マグネシウム	Magnesium Hydro Oxide	Mg (OH) ₂	1.6~1.7
105	水晶	Rock Grystal	SiO ₂	1.54
106	ステアリン酸	Stearic Acid	CH3 (CH2) 15 COOH	1. 4299
107	ストロンチウムエロー	Strontium Yellow	SrCr04	1.96
108	ストロンチウムフェライト	Strontium Ferrite	Sr0Fe ₂ 0 ₃	2.4
109	石膏	Gypsum	CaSO ₄ · 2H ₂ O	1.55
110	青酸カリウム	Potassium Prussiate	KCN	1.58
111	青酸ソーダ	Sodium Prussiate	NaCN	1.45
112	精製糖	Refined Sugar		1.54~1.57
113	セリサイト	Sericite	-	1.552~1.588
114	セルリアン青	Cerulean Blue	2 (Co, Mg) 0+ SnO ₂	1.84
115	ゼオライト	Zeolite		1.47~
116	ソディウムモンモリロナイト	Sodium Montmorillonite		1 478~1 549
117	象牙	lvory	÷	1.54
118	タルク	Talc	$Mg_{3}Si_{4}O_{10}(OH)_{2}$	1.6-0.11.1.539~
119	炭酸カリウム	Potassium Carbonate	K2CO3	1.50
120	炭化ケイ素	Silicon Carbide	SiC	2.6~2.8
			8	

番号	試料名 (和名)	試料名 (英名)	化学式(組成)	屈折率参考值
121	タングステン	Tungsten	W	1. 7-0. 2i, 2. 3-0. 1i
122	炭酸カルシウム	Calcium Carbonate	CaCO ₃	1. 486, 1. 685
123	炭酸水素カリウム	Potassium Hydrocarbonate	KHCO ₃	1.48
124	炭酸ストロンチウム	Storontium Carbonate	SrCO ₃	1. 52
125	炭酸バリウム	Barium Carbonate	BaCO ₃	1. 529~1. 677
126	炭酸マグネシウム	Magnesium Carbonate	4MgCO3 · Mg (OH) 2 · 4H2O	1.52~1.53
127	炭素	Carbon	C	2. 0–0. 1 i
128	炭素綱	Carbon Steel		2.4
129	タンパク石	Opal	SiO ₂ ·nH ₂ O	1.44
130	ダイアモンド	Diamond	C	2. 41
131	大理石	Marble	CaCO ₃	1.49~1.66
132	チタニア (アナターセ 形)	Tatiana (Anatase)	TiO ₂	2.5
133	チタニア (ルチル形)	Tatiana (Rutyl)	TiO ₂	2.7
134	長石粉	Feldspar Powder		1, 57~1, 59
135	窒化アルミニウム	Aluminium Nitride	AIN	2. 2~2. 4
136	窒化ケイ素	Silicon Nitride	Si ₃ N ₄	2.4
137	窒化チタン	Titanium Nitride	TIN	2.4
138	窒化ホウ素	Boron Nitride	BN	2.4
139	チタン酸カリウム	Potassium Titanate	K ₂ TiO ₃	2.5~2.7
140	チタン酸ジルコン酸鉛	Leadzirconate-Titarate	Pb(ZrTi)03	2.8
141	チタン酸鉛	Lead Titanate	PbTiO ₂	2.70
142	チタン酸バリウム	Barium Titanate	BaTiO ₃	3.0
143	鉄	Iron	Fe	2.4
144	テトラフルオロエチレン	Polytetrafluoroethylene	$(-CF_2-CF_2-)_n$	1, 35, 1, 6–0, 1i
145	テフロン	Teflon	$(-CF_2-CF_2-)_n$	1. 35. 1. 6–0. 1i
146	澱粉	Starch		1. 6–0. 1 i
147	ドロマイト	Dolomite	$CaMg(CO_3)_2$	1.5~1.68
148	ナイロン	Nylon		1.53
149	二酸化ケイ素	Silicon Oxide	SiO ₂	1.553~1.554
150	白金	Platinum	Pt	2.9
151	白陶十	Kaolin		1.6~1.8
152	ヒドロオキシ炭酸鉛	White Lead	2PbC03 · Pb (0H) 2	2.02
153		PMMA	[-CH2-C (CH3) COOCH3-]n	1.49
154	PVC	PVC	(-CH ₂ -CHCI-) _n	1.6-0.11
155	フェロボロン	Feroboron	Fe·B	2 2
156	フッ化カルシウム	Calcium Eluoride	CaF ₂	1 434
157	フッ化マグネシウム	Magnesium Eluoride	MgF ₂	1.37
159	フッ化リチウム	Lithium Fluoride	LiF	1 39
150	油石	Zeolite		1 476~1 489
160	プニュエックピグノント	Plastic Pigment		1 59
100	JJATUJEJJJF	I TASLIG I Ignicit	19	1.00

	番号	試料名 (和名)	試料名 (英名)	化学式 (組成)	屈折率参考值
	161	蛍石	Fluorite	CaF ₂	1.434
	162	ポリアクリロニトリル	Polyacrylonitrile	(-CH2-CHCN-) n	1.6-0.11
	163	ポリエチレン	Polyethylene Powder	$(-CH_2-CH_2-)_n$	1.52~1.53
	164	ポリ塩化ビニリデン	Polyvinilidene Chloride	(-CH ₂ -CCl ₂ -) _n	1.61
	165	ポリスチレン	Polystyrene	(-CH ₂ C ₆ H ₆ CH-) _n	1.60
	166	ホ リビ ニリデ ンフルオライト	Polyvinylidene Fluoride	(-CF ₂ -CH ₂ -) ₁	1.42
	167	ポリメタクリル酸メチル	Polymethyl Methacrylate	[-CH2-C (CH3) COOCH3-]n	1.49
	168	ポルトランドセメント	Portland Cement		1.7~1.72
	169	マイカ	Mica		1.582~1.598
	170	マグネシア	Magnesia	MgO	1.76
	171	マンガン	Manganese	Mn	2.5
	172	マンガンフェライト	Manganese Ferrite	MnO·Fe ₂ O ₃	2.4
	173	マンガン紫	Manganese Violet	(NH ₄) 2Mn2 (P207)	1.70
	174	マンガン紫	Mineral Violet	$(NH_4)_2Mn_2(P_2O_7)$	1.70
	175	ムライト鉱石	Mullite	3A1203-2SiO2	2.4
	176	メラミン樹脂	Melamine Resin	-	1.60
	177	四フッ化エチレン	Polytetrafluoroethylene	$(-CF_2-CF_2-)_{11}$	1.35, 1.6-0.11
	178	ファックス	Latex	-	1.6-0.11
	179	硫化亜鉛	Zinc Sulfide	ZnS	2.37
_	180	硫化カドミウム	Cadmium Sulfide	CdS	2.50
	181	硫化水銀	Mercury Sulfide	HgS	2.95
	182	硫化バリウム	Barium Sulfide	BaS	2.16
	183	硫酸銅	Copper Sulphate	CuSO4	1.73
	184	硫酸バリウム	Barium Sulphate	BaS0/	1.636
	185	リサージ	Litharge	Pb0	2.5~2.7
	186	リトポン	Lithopone	ZnS+BaSO4	1.7~2.25
	187	ろう石	Pyrophylito	Main=Al ₂ 0 ₃ ·4SiO ₂ ·H ₂ O	1.55~1.60
	188	ロジウム	Rhodium	Rh	1.8