

走査型プローブ顕微鏡 SPM-9500シリーズ

簡易操作説明書(Ⅰ)

～ コンタクトモード編 ～


■ はじめに

初めてSPM-9500をお使いの方には、装置添付の標準試料「ニオブ蒸着板」を、まず1度観察してみられることをお勧めします。そして、正常な観察データ(工場出荷時のデータ:データ処理装置に保存されています)と見比べることで、正しく観察できたか否かの確認ができ、ご自分の試料を観察するための最低限の知識が身に付くはずです。

この操作説明書はSPM初心者のために、コンタクトモードでの観察手順について説明しています。

* * * * *

操作順序は、おおまかには次のような流れとなります。




上記の流れに沿って、この説明書は書かれています。上記各項目を、本文の各見出しとしています。

※画像が不鮮明な際に、カンチレバー(試料表面をなぞる、小さな探針のついた部品)を交換する必要がある場合があります。カンチレバーの交換については、本体取扱説明書をご参照下さい。

注意：本装置はレーザ光源を有します。レーザ光源を直視しないで下さい。目を痛める場合があります。

■ 1. 装置の起動


- ① SPM制御ユニットの電源をON。
- ② モニタの電源をON。
- ③ ホストコンピュータの電源をON (Windows起動に数分かかります)。
- ④ プリンタの電源スイッチをON。



- ⑤ モニタ上に現れる「SPM」というショートカットをダブルクリックします。



すると、SPMマネジャーの小さなWindowが現れます。




SPM制御ユニットの READYランプ(電源ランプの下側)の点灯を確認した後、

- ⑥ On-Line のアイコンをクリックすると、オンラインアプリケーション(測定画面)が起動します。下方のステータスバーに「待機中」と表示されていることを確認します。


■ 2. 試料の準備と本体への装着

① 標準試料「ニオブ蒸着板」を準備して下さい。

未知試料を測定する場合、試料を試料ホルダ(専用の金属円盤)の上に、両面テープや事務用修正液で、できるだけ水平・中央に固定します。試料の大きさは、直径24mm、高さ8mmが最大です。修正液は容易に取れます。




② SPMユニット上部の、AFMヘッド(下図)の中を覗き、試料台とカンチレバー先端との間隔を見て、これから装着する試料が入るだけの隙間があるか確認します。




隙間が狭すぎれば、オンラインアプリケーション(測定画面)のツールバーの上昇ボタンを押して下さい(メニュー **動作** → **上昇** と同じ)。

カンチレバーが試料台から離れます。十分離れたら、ツールバーの停止ボタンを押して下さい(メニュー **動作** → **停止** と同じ)。




③ クランプを緩め、AFMヘッドをやや持ち上げ気味に後方へ移動させます。




④ 試料を装着し(上図右)、AFMヘッドを手前に戻し、クランプをロックします(上図左と 反対の作業)。

■3. 本体の準備


- ① レーザ調整つまみ(左右・前後)を動かし、カンチレバーの先端部にレーザー光を当てます(光学顕微鏡で見えます)。



- ② ミラー調整つまみ(下図参照)を動かし、カンチレバーからの反射光のスポットを、フォトダイオードの上部または下部に写します(下図参照)。ここでレーザー調整つまみ(左右・前後、上図参照)を微調整し、スポットができるだけ明るく、また形状が左右対称になるようにします(下図参照)。




- ③ ミラー調整つまみを動かし、上記スポットをフォトダイオードに当てます(上図参照)。このとき、本体信号表示パネルの LEDバー表示を半分以上点灯かつ数値が $-5 \sim 5$ になるようにします。次に、検出器調整つまみ(上下)で、これを -2.0 にします。



■4. ソフトウェアの準備(パラメータ設定)

- ① 以下の画面に従って、各パラメータを設定して下さい。


本体信号表示パネルの数値は、オペレーティングポイント(カンチレバーと試料との間に働く力の大きさを意味する)の値(ここでは 2.0)を負にした値にします。それで先に本体信号表示パネルの数値を-2.0にしたのです。50%位ずれても大丈夫ですから、神経質になる必要はありません。時々本体信号表示パネルの数値を確認して下さい。ずれていれば、試料からカンチレバーを離して、-2.0に合わせ直して下さい。



※「観察条件設定」Windowが出ていなければ、メニュー—設定—観察条件設定で出して下さい。

■5. 測定開始

- ① ツールバーの高速アプローチのボタンを押します(メニュー→動作→高速アプローチと同じ、下図参照)。これにより、カンチレバーは試料表面から約 10 μm の位置まで自動的に接近します。高速アプローチを実行している間は、「高速アプローチ中」と画面中央に点滅表示がなされます。高速アプローチが終了すると、ステータスバーに“高速アプローチ終了”が表示されます。
ここで、もし本体信号表示パネルの数値が -2.0 からずれていたら、検出器調整つまみ(上下)を動かし、合わせ直して下さい。
8ぐらい → 9以上は止める
- ② ツールバーの精密アプローチのボタンを押します(メニュー→動作→精密アプローチと同じ)。カタカタという小さな音がした後、カンチレバーが試料に接触し、自動的にスキャンが開始されます。測定(スキャン)は上→下→上と繰り返されます。



「☐ 走査断面形状表示」のチェックボックスをクリックしてみてください。スキャンしている箇所の試料形状(往復)を見ることが出来ます。

→ 青と赤の線と大きさをずれると、正確に測定できていない。

■6. 画像の調整

- ① 走査範囲を変更してみてください。走査範囲はスキャン領域(正方形)の1辺の長さです。顕微鏡の倍率の変更に相当します。
- ② 測定画面と走査断面形状表示を見ながら、Z表示範囲を調整し、画像のコントラストを調整してみてください。表示範囲を狭くするほどコントラストが上がります。
- ③ Zレンジを変えてみてください。Zレンジで深さ方向の測定範囲を決定します。この範囲を 16bit 分割して計測するので、値を変えれば深さ方向の分解能を調整出来ます。Zレンジを 広くとると、走査断面形状が階段状になる(ビットが見える)場合があります。逆に狭過ぎると、試料の凹凸が測定範囲を超え、観察出来なくなります。

*高いところ等で行程と戻りが一致しない場合、たたく力が弱い可能性あり。
→ オペレーティングポイント④にする。*

■7. 画像の保存


- ① ツールバーの保存のボタン(上図参照)を押す(メニュー→ファイル→保存と同じ)、OKボタンを押します。すると、スキャンが上端または下端に達した時、表示されていた画面が保存されます。ファイル名は、時間に基づいて自動的に付けられます。

■8. 測定終了

- ① ツールバーの上昇のボタンを押す(メニュー→動作→上昇と同じ)とスキャンが停止し、カンチレバーが試料から離れます。カンチレバーと試料の隙間が充分空いたら、ツールバーの停止のボタンを押す(メニュー→動作→停止と同じ)、カンチレバーの上昇を止めます。

■ 9. 画像処理


- ① SPMマネジャーの Off-Line のボタンをクリックすると、



オフラインアプリケーション(画像処理画面)が起動します(下図参照)。


- ② ツールバーの一覧表示を開くのボタンを押し(メニュー **ファイル** → **一覧表示** と同じ)、先程観察した像を見つけます。像は得られた時間順に並べられています。
- ③ 選んだ像をダブルクリックすると、データが「SPMオフライン」Window上に大きく表示されます。ここで、ウィンドウを最大化して下さい。後の作業が容易になります。

「一覧表示を開く」ボタンを押すと、「一覧表示」Windowが現れる。像を選んでクリックすると、「SPMオフライン」上に像が出る。



④ 傾き補正を試みましょう。

ツールバーの傾き補正のボタンを押して(メニュー—画像処理→傾き補正と同じ)、



「X方向の平均値」を選択し、OKボタンを押します。次に、試料面の傾きを除去します。再びツールバーの傾き補正のボタンを押して、「面フィット(自動)」を選択し、OKボタンを押します。

⑤ 続いて3D表示を試みましょう。

ツールバーの3次元ミックス表示ボタンを押します(メニュー—3次元表示→ミックス表示と同じ)。画像を大きく表示したい場合は、コマンドの 実行前に、データウィンドウを最大化しておきます。途中で表示を中止する場合は、キーボードのいずれかのキーを押します。

⑥ 画像を印刷してみましょう。

ツールバーの印刷ボタン(上図参照)を押し(メニュー—ファイル→印刷と同じ)、OKボタンを押します。プリンタが起動し、画面上の3D像が印刷されます。

■10. 装置の停止

- ① オンライン／オフライン アプリケーションを終了させます。Window右上の[×]印を押して下さい(メニュー—ファイル→アプリケーションの終了と同じ)。データ保存等を問い合わせるメッセージが表示される場合がありますので、必要に応じて答えていきます。
- ② Windows を終了。
- ③ プリンタの電源をOFF。
- ④ ホストコンピュータの電源をOFF。
- ⑤ モニタの電源をOFF。
- ⑥ SPM制御ユニットの電源をOFF。

以上